



TECA ECONOMY

MINI PILA DAE

PILA 2.04 DAE

PILA 2.04 DAE PLUS

MiniPila DAE




Postazione DAE a terra con illuminazione LED

Mini TOTEM con TECA-TECH illuminato:

Una speciale Teca di design studiata per ambienti eleganti e di prestigio, può contenere la maggior parte dei dispositivi DAE (defibrillatori automatici esterni) con un innovativo sistema di chiusura calamitato e base antiribaltamento.

Vano defibrillatore e scritte AED-DAE illuminate per una maggiore visibilità in ambienti poco illuminati o di notte.



Caratteristiche Principali	Caratteristiche Standard	Optional
Dimensioni: Diametro 350 mm – Altezza 1000 mm Peso: ~100 Kg Struttura: Acciaio verniciato a polvere Base antiribaltamento – per un'installazione stand alone	Ricarica Wireless: No Teca DAE: Yes Tensione: 220V ca Potenza assorbita: 10 – 20W Illuminazione: LED frontali e laterali Fissaggio: Ancoraggio a terra	Ripetitore 3G/4G indoor – amplifica la copertura dei segnali telefonici pubblici Rete Wifi – utilizzando connettività esistenti o generate da router integrato Telecamera di sicurezza Audioguida Altre colorazioni RAL
		
Sportello a strappo "brevettato" o calamitato con allarme	Dimensioni: Diametro 350 mm – Altezza 1000 mm	MiniPila DAE con Logo Personalizzato