

Defibrillatori Italia - Le Nostre Postazioni DAE per Interno
LE NOSTRE POSTAZIONI DAE PER INTERNO

TECA ECONOMY

MINI ILA DAE

PILA 2.04 DAE

PILA 2.04 DAE PLUS

Pila 2.04 DAE Plus

Postazione DAE Multi-service a terra con illuminazione LED

PILA 2.04 DAE Plus rende il Defibrillatore ben visibile e riconoscibile dall'utente.

PILA 2.04 DAE Plus abbina alla cardioprotezione una funzione utile, come la ricarica per smartphone e tablet.

La speciale Teca per defibrillatori DAE inserita, permette la conservazione sicura del DAE in luoghi chiusi pubblici grazie al vano protetto ed allo sportello a strappo "brevettato".

Questo modello è ideale in Reception Aziendali, Hall di Hotel, Centri Commerciali, Porti, Aeroporti, ecc..

Tutti i modelli Pila 2.04 DAE sono da interno.



Caratteristiche Principali	Caratteristiche Standard	Optional
Dimensioni: Diametro 300 mm – Altezza 1770 mm Peso: ~40 Kg Struttura: Acciaio verniciato a polvere	Prese USB: 8 prese USB (due delle quali con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0) Ricarica Wireless: No Teca DAE: Yes Tensione: 220V ca Potenza assorbita: 30 – 140W Illuminazione: LED frontali e laterali Fissaggio: Ancoraggio a terra	Sistema di ricarica per Biciclette a pedalata assistita (E-bike) Ripetitore 3G/4G indoor – amplifica la copertura dei segnali telefonici pubblici Rete Wifi – utilizzando connettività esistenti o generate da router integrato Telecamera di sicurezza Base antiribaltamento – per un'installazione stand alone Audioguida Altre colorazioni RAL
Sportello a strappo "brevettato" e charge point per smartphone & tablet	Dimensioni: Diametro 300 mm – Altezza 1050 mm	Pila 2.04 DAE installata su piantana dedicata