



TECA ECONOMY	MINI ILA DAE	<b>PILA 2.04 DAE</b>	PILA 2.04 DAE PLUS
--------------	--------------	----------------------	--------------------

## Pila 2.04 DAE

### Postazione DAE Multi-service a muro con illuminazione LED

PILA 2.04 DAE è una teca multi service composta da un charging da interno con 8 porte USB, ideato per installazioni a muro.

Include la nostra speciale teca appositamente studiata per contenere, proteggere ed evidenziare il defibrillatore.

Abbiamo infatti inserito il nostro progetto Tecatech in Pila con speciale sistema di apertura a strappo per accedere in modo sicuro al dispositivo salvavita. Pila permette di valorizzare il defibrillatore e renderlo ben visibile e accessibile all'utente in caso di necessità.

Pila 2.04 DAE è ideale per sale d'attesa, centri commerciali, aziende...



Caratteristiche Principali	Caratteristiche Standard	Optional
<p><b>Dimensioni:</b> Diametro 300 mm – Altezza 1050 mm</p> <p><b>Peso:</b> ~30 Kg</p> <p><b>Struttura:</b> Acciaio verniciato a polvere</p>	<p><b>Prese USB:</b> 8 prese USB (due delle quali con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0)</p> <p><b>Ricarica Wireless:</b> No</p> <p><b>Teca DAE:</b> Sì</p> <p><b>Tensione:</b> 220V ca</p> <p><b>Potenza assorbita:</b> 30 – 140W</p> <p><b>Illuminazione:</b> LED frontali e laterali</p> <p><b>Fissaggio:</b> Ancoraggio a muro</p>	<p>Sistema di ricarica per Biciclette a pedalata assistita (E-bike)</p> <p><b>Ripetitore 3G/4G indoor</b> – amplifica la copertura dei segnali telefonici pubblici</p> <p><b>Rete Wifi</b> – utilizzando connettività esistenti o generate da router integrato</p> <p><b>Telecamera di sicurezza</b></p> <p><b>Piantana di sostegno</b> per installazione a terra</p> <p><b>Audioguida</b></p> <p>Altre colorazioni RAL</p>
<p>Sportello a strappo "brevettato" e charge point per smartphone &amp; tablet</p>	<p>Dimensioni: Diametro 300 mm – Altezza 1050 mm</p>	<p>Pila 2.04 DAE installata su piantana dedicata</p>