

Defibrillatori Italia - Le Nostre Postazioni DAE per Esterno
LE NOSTRE POSTAZIONI DAE PER ESTERNO

TECATECH PM

PILA 2.05 DAE

PILA 2.05 DAE PLUS

PANKA TESLA 1900

PILA 2.05 DAE Plus

PILA 2.05 DAE Plus con fissaggio a terra è adatta alla maggior parte dei defibrillatori in commercio. Pila 2.05 DAE Plus è un **charging point da esterno**, realizzato in robusta carpenteria e trattata con finiture altamente protettive.

Il modello è completo della nostra **speciale teca Tecatech**, in grado di garantire le condizioni climatiche e meccaniche ottimali per la **conservazione del dispositivo salvavita**.

Pila 2.05 Plus è disponibile in diverse colorazioni e in **speciali decorazioni superficiali**, come effetto legno o in Corten.

Questo modello si integra perfettamente in ambienti come le **piste ciclabili, nelle piazze, nei parchi...**



Caratteristiche Principali	Caratteristiche Standard	Optional
<p>Dimensioni: Diametro 350 mm – Altezza 1770 mm</p> <p>Peso: ~40 Kg</p> <p>Struttura: Acciaio verniciato a polvere</p>	<p>Prese USB: 8 prese USB (due delle quali con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0)</p> <p>Ricarica Wireless: No</p> <p>Teca DAE: Sì</p> <p>Tensione: 220V ca</p> <p>Potenza assorbita: 30 – 140W</p> <p>Illuminazione: LED frontali e laterali</p> <p>Fissaggio: Ancoraggio a terra</p>	<p>Sistema di ricarica per Biciclette a pedalata assistita (E-bike)</p> <p>Ripetitore 3G/4G indoor – amplifica la copertura dei segnali telefonici pubblici</p> <p>Rete Wifi – utilizzando connettività esistenti o generate da router integrato</p> <p>Telecamera di sicurezza</p> <p>Piantana di sostegno per installazione a terra</p> <p>Audioguida</p> <p>Altre colorazioni RAL</p>
<p>Pila 2.05 DAE Plus per esterno con illuminazione LED e sportello a strappo</p>	<p>Dimensioni: Diametro 300 mm – Altezza 1770 mm</p>	<p>Pila 2.05 DAE con Piantana</p>

Indicata per Città Cardioprotette