

Defibrillatori Italia - Le Nostre Postazioni DAE per Esterno  
**LE NOSTRE POSTAZIONI DAE PER ESTERNO**

TECATECH PM

**PILA 2.05 DAE**

PILA 2.05 DAE PLUS

PANKA TESLA 1900

## PILA 2.05 DAE

PILA 2.05 DAE è adatta a qualsiasi defibrillatore. Pila 2.05 DAE è un **charging point da esterno**, realizzato in robusta carpenteria e trattata con finiture altamente protettive.

Il modello è arricchito dalla nostra **speciale teca Tecatech**, in grado di garantire le condizioni climatiche e meccaniche ottimali per la **conservazione del dispositivo salvavita**.

Pila 2.05 è disponibile in diverse colorazioni e in **speciali decorazioni superficiali**, come effetto legno o in Corten.

Questo modello si integra perfettamente in ambienti come le **piste ciclabili, nelle piazze, nei parchi...**



Caratteristiche Principali	Caratteristiche Standard	Optional
<p><b>Dimensioni:</b> Diametro 300 mm – Altezza 1050 mm</p> <p><b>Peso:</b> ~30 Kg</p> <p><b>Struttura:</b> Acciaio verniciato a polvere</p>	<p><b>Prese USB:</b> 8 prese USB (due delle quali con tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0)</p> <p><b>Ricarica Wireless:</b> No</p> <p><b>Teca DAE:</b> Si</p> <p><b>Tensione:</b> 220V ca</p> <p><b>Potenza assorbita:</b> 30 – 140W</p> <p><b>Illuminazione:</b> LED frontali e laterali</p> <p><b>Fissaggio:</b> Ancoraggio a muro</p>	<p><b>Sistema di ricarica per Biciclette a pedalata assistita (E-bike)</b></p> <p><b>Ripetitore 3G/4G indoor</b> – amplifica la copertura dei segnali telefonici pubblici</p> <p><b>Rete Wifi</b> – utilizzando connettività esistenti o generate da router integrato</p> <p><b>Telecamera di sicurezza</b></p> <p><b>Piantana di sostegno</b> per installazione a terra</p> <p><b>Audioguida</b></p> <p>Altre colorazioni RAL</p>
<p>Pila 2.05 DAE per esterno con Illuminazione LED e sportello a strappo</p>	<p>Dimensioni: Diametro 300 mm – Altezza 1050 mm</p>	<p>Pila 2.05 DAE con Piantana</p>