



TECA ECONOMY

MINI PILA DAE

PILA 2.04 DAE

PILA 2.04 DAE PLUS

Teca Economy

Postazione DAE a muro

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincata
 Verniciatura a polvere di epossipoliestere RAL9010 bianco passaggio in galleria termica 180°
 anta finestrata, cerniere con perno zincato apertura 180°
 Chiusura a sigillo in zama nichelata, lucchettabile.



Caratteristiche Principali	Caratteristiche Standard	Optional
<p>Dimensioni: mm. 425x425x160 mm</p> <p>Peso: Kg.6,00</p> <p>Struttura: lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato</p>	<p>Fissaggio: Ancoraggio a muro</p>	<p>Piantana con fissaggio a terra h 1000 mm</p> <p>Allarme: allarme made in Italy realizzato con componenti certificati. Batteria al piombo con durata in stand by garantita per 4 anni e/o 10 ore di autonomia.</p> <p>Attivazione e disattivazione tramite serratura elettronica dotata di doppia chiave cifrata.</p> <p>Sirena bitonale con elevata potenza sonora livello sonoro (dB at 1m): 90 dB a 6V a 110 dB a 12V frequenza (Hz) : 2.500</p> <p>Sensore di apertura circuito con attivazione immediata dell'allarme e sistema anti-violazione</p> <p>Alimentazione 6-24V DC</p> <p>Di facile manutenzione e sostituzione batteria.</p>
<p>Postazione DAE con Teca Economy completa di Pannellistica e Kit di Emergenza</p>	<p>Dimensioni: mm. 425x425x160 mm</p>	<p>Teca Economy con piantana</p>